


Фосфо-Pdk1/Pdprk1-S241 Кроличий Pab - O15530

Артикул: CM0000918



введение

Фосфо-специфичное поликлональное антитело кролика детектирует PDK1, фосфорилированный по Ser241 (PDPK1, 63 кДа). Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC), ELISA с перекрестной реактивностью к белкам человека, мыши, крысы. Идеально для исследований инсулиновой сигнализации, рака и киназных путей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-PDK1/PDPK1-S241 Кроличий pAb
Примечания/Альтернативные названия	PDK1; PDPK2; PDPK2P; PRO0461; Phospho-PDK1/PDPK1-S241
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5170
ID гена	5170
Иммуноген	Синтетический пептид - синтетический фосфорилированный пептид вокруг S241 белка PDK1/PDPK1 человека (NP_002604.1).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O15530
Молекулярная масса белка	63 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом