

Фосфо-Специфическое Кроличье Поликлональное Антитело К Pdk1/Pdprk1 (Фосфо-S241) Для ВБ, Иф/Икк, Ифа — O15530

Артикул: CM0001899



введение

Фосфо-специфическое кроличье поликлональное антитело, направленное против PDK1/PDPK1 в положении Ser241. Подходит для ВБ, ИФ/ИКК, ИФА с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения инсулиновой сигнализации, клеточной пролиферации и путей выживания клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-PDK1/PDPK1-S241 кроличье пАт
Примечания/Алиасы	PDK1; PDPK2; PDPK2P; PRO0461; Phospho-PDK1/PDPK1-S241
Вид	Человек
ID гена (человек)	5170
ID гена	5170
Иммуноген	Синтетический пептид: фосфо-специфический пептид, соответствующий области остатка S241 человеческого PDK1/PDPK1
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O15530
Молекулярная масса белка	63 кДа
Доставка	Хладоэлемент