

Фосфо-Рea15-S104 Кроличий Раb Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q15121

Артикул: CM0001172



введение

Фосфо-PEA15-S104 Кроличье поликлональное антитело (pAb), валидированное для WB, IHC-P, ELISA. Детектирует человеческий PEA15 и показывает перекрестную реактивность с мышинным и крысиным. Целевой вес ~15 кДа. Идеально для исследований апоптоза, транспорта глюкозы и MAPK сигналинга.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-PEA15-S104 Кроличий pAb
Примечания/Альтернативные названия	PED; MAT1; HMAT1; MAT1H; PEA-15; HUMMAT1H; PED-PEA15; PED/PEA15; Фосфо-PEA15-S104
Вид	Человек
GeneID (Человек)	8682
GeneID	8682
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид вокруг S104 человеческого PEA15 (NP_003759.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15121
Вес белка	15 кДа
Доставка	В пакете со льдом