

Кроличья Поликлональная Антитело К Фосфо-Pea15-S104 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа (Elisa) - Q15121

Артикул: CM0000859



введение

Кроличья поликлональная антитело к фосфо-PEA15-S104 (15 кДа), валидированная для WB и ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Специфично к фосфорилированному сайту S104 белка PEA-15, регулятору апоптоза и транспорта глюкозы. Идеально подходит для исследований диабета и сигнальных путей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-PEA15-S104 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	PED; MAT1; HMAT1; MAT1H; PEA-15; HUMMAT1H; PED-PEA15; PED/PEA15; Phospho-PEA15-S104
Вид	Человек
ID гена	8682
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид вокруг позиции S104 человеческого PEA15 (NP_003759.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15121
Молекулярный вес белка	15кДа
Доставка	Сухой лед