

Фосфо-Pfkfb2-S483 Кроличья Раb Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - O60825

Артикул: CM0001083



введение

Высококачественная кроличья поликлональная антитело, специфичное к фосфорилированному PFKFB2 в положении Ser483. Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA) на образцах человека; идеально подходит для изучения метаболизма фруктозо-2,6-бисфосфата в сердце.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-PFKFB2-S483 кроличья рAb
Примечания/Псевдоним	PFK-2/FBPase-2; Фосфо-PFKFB2-S483
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5208
ID гена	5208
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид в области S483 человеческого PFKFB2 (NP_006203.2).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O60825
Молекулярный вес белка	58кДа
Доставка	Сумка со льдом