

Кроличья Поликлональное Антитело К Phospho-PI3Kp85A/P55γ/P85β-Y467/Y464/Y199 Для Вестерн-Блоттинга - P27986 / O00459 / Q92569

Артикул: CM0001669



введение

Фосфоспецифическое кроличье поликлональное антитело, направленное против регуляторных субъединиц PI3K p85α, p55γ, p85β (фосфорилированные Y467/Y464/Y199). Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB) на образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований сигнального пути PI3K, онкологии и метаболических процессов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-PI3KP85α/P55γ/P85β-Y467/Y464/Y199 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	PIK3R1/PIK3R2/PIK3R3; Phospho-PI3KP85α/P55γ/P85β-Y467/Y464/Y199
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5295/5296/8503
GeneID	5295/5296/8503
Иммуноген	Синтетический пептид — фосфоспецифический пептид, соответствующий остаткам, окружающим Y467 человеческого PIK3R1/2/3
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P27986/O00459/Q92569
Молекулярный вес белка	42-54kDa/81-84kDa
Доставка	Сумка со льдом