


Phospho-Pka C-Alpha (Prkaca)-T197 Rabbit Pab - P17612

Артикул: CM0001951



введение

Фосфорилированный PKA C-alpha (PRKACA)-T197 кроличья поликлональная антитело, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Распознает человеческий, мышинный и крысиный PRKACA, фосфорилированный по треонину 197. Подходит для изучения сигнальных путей киназ и фосфорилирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-PKA C-alpha (PRKACA)-T197 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	CAFD1; PKACA; PPNAD4; Phospho-PKA C-alpha (PRKACA)-T197
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5566
GeneID	5566
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический фосфорилированный пептид в районе T197 человеческого PKA C-alpha (PRKACA) (NP_002721.1).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P17612
Молекулярный вес белка	41кДа
Доставка	Сумка-холодильник