

Кроличыи Мат К Фосфо-Ркс Альфа-Т410+Ркс Дельта-Т410 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P17252 / Q05655

Артикул: CM0000833



введение

Кроличыи МАТ к фосфо-РКС альфа-Т410+РКС дельта-Т410 обнаруживают фосфорилированный Т410 человеческого РКС альфа и РКС дельта. Валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА, идеально подходят для исследований клеточной сигнализации и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи МАТ к фосфо-РКС альфа-Т410+РКС дельта-Т410
Примечания/Псевдонимы	AAG6; PKCA; PRKACA; PKC1+/-; PKCalpha; PKC-alpha; Фосфо-РКС альфа-Т410+РКС дельта-Т410
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5578/5580
GeneID	5578/5580
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид в области Т410 человеческого PRKCZ(NP_002735.3)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Кросс-реактивность	Человек
SWISS	P17252/Q05655
Молекулярный вес белка	76кДа/77кДа
Доставка	Сумка со льдом