


Фосфо-Специфическое Кроличье Моноклональное Антитело К Pkc Alpha-T638 + Pkc Beta II-T641 Для Wb, Elisa — P17252/P05771

Артикул: CM0001106



введение

Фосфо-специфическое кроличье моноклональное антитело, распознающее РКС альфа (Thr638) и РКС бета II (Thr641). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА с образцами человека. Предназначено для исследования сигналинга РКС при изучении рака, биологии сердца и воспалительных процессов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-PKC alpha-T638 + PKC beta II-T641 кроличье моноклональное антитело
Примечания/алиасы	PKC-beta; PKCB; PRKCB1; PRKCB2; Phospho-PKC alpha-T638 + PKC beta II-T641
Вид	Человек
ID гена (человек)	5578/5579
ID гена	5578/5579
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в области T638 человеческого PRKCA (NP_002728.2)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P17252/P05771
Молекулярная масса белка	76 кДа/77 кДа
Доставка	Хладоэлемент