


Phospho-Pkc Alpha-T638 Rabbit Mab - P17252

Артикул: CM0000945



введение

Кроличий моноклональный антитело против фосфорилированного PKC альфа-T638 для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Обнаруживает фосфорилированный PKC альфа в положении T638 в образцах человека и мыши; идеально подходит для исследований передачи сигналов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-PKC alpha-T638 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	AAG6; PKCA; PRKACA; PKCI+/-; PKCalpha; PKC-alpha; Phospho-PKC alpha-T638
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5578
GeneID	5578
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид в районе T638 человеческого PKC альфа (P17252).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P17252
Молекулярный вес белка	77кДа
Доставка	Сухой лед