


Фосфо-Ркс Дельта-Y311 Кроличья Поликлональная Антитела Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q05655

Артикул: CM0001898



введение

Фосфо-РКС дельта-Y311 Кроличья Поликлональная Антитела, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с человеческим, мышиным РКС дельта. Идеально подходит для изучения фосфорилирования РКС дельта по Tyr311 в исследованиях апоптоза, клеточного цикла и сигналинга при раке.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-РКС дельта-Y311 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	MAY1; PKCD; ALPS3; CVID9; nPKC-дельта; Фосфо-РКС дельта-Y311
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5580
GeneID	5580
Иммуноген	Синтетический пептид - Синтетический фосфорилированный пептид вокруг Y311 РКС дельта крысы (NP_579841.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфоспецифичные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q05655
Молекулярная масса белка	78 кДа
Доставка	В термосумке со льдом