

Фосфо-Ркс Му (S916) Пол Клональные Кроличьи Антитела Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q15139

Артикул: CM0001448

введение

Фосфоспецифические поликлональные кроличьи антитела, распознающие PRKD1 (PKC mu), фосфорилированный по Ser916; подходят для Вестерн-блоттинга и ИФА. Взаимодействуют с человеческим и мышиным PRKD1, обеспечивая проведение исследований сигнальных путей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-PKC mu-S916 кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	PKD; PKCM; CHDED; PRKCM; PKC-MU; Фосфо-PKC mu-S916
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5587
GeneID	5587
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в районе S912 человеческого PKC mu (NP_002733.2).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q15139
Молекулярный вес белка	102кДа
Доставка	Сумка со льдом