


Фосфо-Ркс (Пан) (Bii Ser660) Кроличье Поликлональное Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P17252 / P05771 / Q05655 / Q02156 / P24723 / Q04759

Артикул: CM0001814



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против фосфорилированного PKC (пан) (βII Ser660). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА на образцах человека, мыши и крысы. Идеально для исследований в области передачи сигналов, онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-PKC (пан) (βII Ser660) Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	PRKCA/PRKCB/PRKCD/PRKCE/PRKCH/PRKCQ; Фосфо-PKC (пан) (βII Ser660)
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5578/5579/5580/5581/5583/5588
GeneID	5578/5579/5580/5581/5583/5588
Иммуноген	Синтетический пептид; Синтетический фосфорилированный пептид вокруг S660 человеческого PKC (пан) βII PRKCA (NP_002728.2).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P17252/P05771/Q05655/Q02156/P24723/Q04759
Молекулярная масса белка	59 кДа/67 кДа/74- 83 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом