

Фосфо-PKalpha/Beta II-T638/641 Кроличий Раb Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - P17252 / P05771

Артикул: CM0000518



введение

Антитело Phospho-PKAlpha/beta II-T638/641 Rabbit pAb детектирует фосфорилированные РКС альфа и бета II у человека, мыши и крысы. Подходит для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ и ИФА, это антитело поддерживает исследования в области клеточной сигнализации, онкологии и сердечно-сосудистой биологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-PKAlpha/beta II-T638/641 Кроличий pAb
Примечания/Альтернативные названия	PKC-бета; PKCB; PRKCB1; PRKCB2; Фосфо-PKAlpha/beta II-T638/641
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5578/5579
GeneID	5578/5579
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический фосфорилированный пептид вокруг T638 человеческого PKAlpha/beta II PRKCA (NP_002728.2)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P17252/P05771
Молекулярная масса белка	76 кДа/77 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом