


Фосфо-РКСδ/θ-S643/676, Кроличья Поликлональная Антитело - Q05655/Q04759

Артикул: CM0001496



введение

Фосфоспецифичное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на РКСδ Ser643 и РКСθ Ser676, валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА в образцах человека и мыши. Идеально подходит для изучения сигналинга РКСδ/θ при апоптозе и раке.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-РКСδ/θ-S643/676 Rabbit pAb
Примечания / Алиасы	PRKCD/PRKCQ; Фосфо-РКСδ/θ-S643/676
Вид	Человек
GeneID (человек)	5580/5588
GeneID	5580/5588
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид в области S643 человеческого РКСδ/θPRKCD (NP_001341605.1).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q05655/Q04759
Молекулярная масса белка	77кДа/80кДа/67кДа/74кДа/81кДа
Доставка	Айс-пак