

Фосфо-Pkr/Eif2Ak2-T446 Кроличья Моноклональная Антитело - P19525

Артикул: CM0001643



введение

Кроличья моноклональная антитело, направленная против фосфорилированного T446 человеческого PKR/EIF2AK2, подходит для ВБ и ИФА. Идеально подходит для исследований врожденного иммунитета, вирусных инфекций и киназной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Фосфо-PKR/EIF2AK2-T446 кроличья mAb
Примечания/псевдонимы	PKR; PRKR; DYT33; LEUDEN; EIF2AK1; PPP1R83; Phospho-PKR/EIF2AK2-T446
Вид	Человек
GeneID (человек)	5610
GeneID	5610
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в области T446 человеческого PKR/EIF2AK2 (P19525)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P19525
Молекулярная масса белка	62 кДа
Доставка	Айс-пак