


Фосфо-PLC Бета 3 (PLCb3)-S1105 Кроличье Поликлональное Антитело Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q01970

Артикул: CM0001868



введение

Кроличье поликлональное антитело, специфичное к PLC бета 3, фосфорилированному по Ser1105. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА с реактивностью в отношении человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения опосредованной GPCR сигнализации вторыми посредниками.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-PLC бета 3 (PLCB3)-S1105 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	SMDCD; Фосфо-PLC бета 3 (PLCB3)-S1105
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5331
ID гена	5331
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q01970
Молекулярная масса белка	139 кДа
Условия доставки	В термopakете со льдом