


Кроличье Моноклональное Антитело К Фосфо-Plc Гамма 1 (Plcg1)-S1248 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P19174

Артикул: CM0001576



введение

Кроличье моноклональное антитело против фосфорилированного PLCG1 (S1248) с перекрестной реактивностью к человеческому и мышиному белкам. Валидировано для вестерн-блоттинга и ИФА. Подходит для изучения сигналинга рецепторных тирозинкиназ, клеточной миграции и исследований в области онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к фосфо-PLC гамма 1 (PLCG1)-S1248
Примечания/Альтернативные названия	PLC1; NCKAP3; PLC-II; PLC148; PLCgamma1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5335
GeneID	5335
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид вокруг S1248 человеческого PLC гамма 1 (PLCG1) (NP_877963.1).
Источник	Кролик
Категория	Фосфоспецифичные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P19174
Молекулярная масса белка	149 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом