


Фосфо-Plc Гамма 1 (PLCG1)-S1248 Кроличий Раb - P19174

Артикул: CM0000753



введение

Кроличье поликлональное антитело для детекции фосфо-PLCG1 (S1248), валидировано для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии в парафиновых срезах (IHC-P), ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Идеально для изучения сигналинга факторов роста, реорганизации актина и клеточной миграции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-PLC гамма 1 (PLCG1)-S1248 Кроличий pAb
Примечания/Альтернативные названия	PLC1; NCKAP3; PLC-II; PLC148; PLCgamma1; Фосфо-PLC гамма 1 (PLCG1)-S1248
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5335
GeneID	5335
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Фосфоспецифичные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИГХ в парафиновых срезах (IHC-P), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P19174
Молекулярная масса белка	149 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом