


Фосфо-PLC Гамма 1 (PLCG1)-Y783 Кроличья Раb Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P19174

Артикул: CM0001231



введение

Фосфо-PLC гамма 1 (PLCG1)-Y783 Кроличья рAb — это фосфоспецифическое антитело для вестерн-блоттинга и ИФА, нацеленное на фосфорилированный Y783 человеческого PLCG1. Перекрестно реагирует с мышью. Идеально подходит для изучения сигнальных путей рецепторных тирозинкиназ, реорганизации актина и миграции клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-PLC гамма 1 (PLCG1)-Y783 Кроличья рAb
Примечания/Псевдоним	PLC1; NCKAP3; PLC-II; PLC148; PLCgamma1; Фосфо-PLC гамма 1 (PLCG1)-Y783
Вид	Человек
GeneID (человек)	5335
GeneID	5335
Иммуноген	Синтетический пептид — синтетический фосфорилированный пептид в области Y783 человеческого PLC гамма 1 (PLCG1) (NP_877963.1?).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P19174
Молекулярный вес белка	149кДа
Доставка	Сумка со льдом