

Фосфо-Plc Гамма 2 (PLcg2)-Y1217 Кролик Раb - P16885

Артикул: CM0001783



введение

Поликлональное антитело кролика, специфичное к фосфорилированному Y1217 человеческого PLCG2, валидировано для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P), ELISA; перекрестно реагирует с человеческим и мышиным белком. Идеально для исследований передачи сигнала.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-PLC гамма 2 (PLCG2)-Y1217 Кролик rAb
Примечания/Альтернативные названия	FCAS3; APLAID; PLC-IV; PLC-gamma-2; Фосфо-PLC гамма 2 (PLCG2)-Y1217
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5336
GeneID	5336
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Фосфоспецифичные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P16885
Молекулярная масса белка	148 кДа
Условия доставки	Сумка-холодильник