


Фосфо-PLN-S16 Кроличье Моноклональное Антитело Для Вестерн-Блоттинга, If-P, Ihc-P, Elisa - P26678

Артикул: CM0000864



введение

Фосфо-PLN-S16 Кроличье моноклональное антитело (Вестерн-блоттинг, IF-P, IHC-P, ELISA) детектирует эндогенный фосфоламбан, фосфорилированный по Ser16, у человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований кальциевого гомеостаза в сердце и кардиомиопатии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-PLN-S16 Кроличье моноклональное антитело
Примечания/Альтернативные названия	PLB; CMD1P; CMN18
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5350
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид вокруг S16 человеческого PLN (NP_002658.1)
Источник	Кролик
Категория	Антитела к фосфорилированным белкам
Применение	Вестерн-блоттинг, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P26678
Молекулярная масса белка	6 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом