


Фосфо-PLN-S16 Кроличья Поликлональная Антитело Для Вб И Ифа - P26678

Артикул: CM0001651



введение

Фосфо-PLN-S16 кроличья поликлональная антитело специфически детектирует фосфорилированный фосфоламбан по серину 16 в образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА в исследованиях регуляции кальция в сердце и кардиомиопатии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-PLN-S16 кроличья поликлональная антитело
Примечания/алиасы	PLB; CMD1P; CMH18; Phospho-PLN-S16
Вид	Человек
ID гена (человек)	5350
ID гена	5350
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в области S16 PLN человека (NP_002658.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P26678
Молекулярная масса белка	6 кДа
Доставка	Холодильный пакет