


Кроличий Поликлональный Антитело Против Phospho-PLN-S16/T17 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P26678

Артикул: CM0001541



введение

Кроличий поликлональный антитело против Phospho-PLN-S16/T17 для Вестерн-блоттинга и ИФА, реагирует с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Обнаруживает фосфорилированный фосфоламбан, ключевой регулятор активности SERCA2 в саркоплазматическом ретикулуме сердечной мышцы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-PLN-S16/T17 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	PLB; CMD1P; CMH18; Phospho-PLN-S16/T17
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5350
ID гена	5350
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в области S16 и T17 человеческого PLN (NP_002658.1).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Кросс-реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P26678
Молекулярный вес белка	6 кДа
Доставка	Сумка со льдом