


Phospho-PLN-T17 Rabbit Pab - P26678

Артикул: CM0001871



введение

Высокоспецифичные поликлональные кроличьи антитела к Phospho-PLN-T17 для Вестерн-блоттинга (WB), ИГХ (ИHC-P), ИФА (ELISA). Обнаруживают фосфорилированный фосфоламбан человека, мыши и крысы в положении Thr17. Идеальны для исследований кальциевой сигнализации в сердце и кардиомиопатий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-PLN-T17 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	PLB; CMD1P; CMH18; Phospho-PLN-T17
Вид	Человек
GeneID (человек)	5350
GeneID	5350
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический фосфорилированный пептид в районе T17 человеческого PLN (NP_002658.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ИHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P26678
Молекулярный вес белка	6 кДа
Доставка	Сумка со льдом