


Phospho-Polr2A Ctd-S2 Rabbit Mab - P24928

Артикул: CM0001971



введение

Кроличий моноклональный антитело, специфичный к фосфорилированному Ser2 CTD POLR2A. Валидировано для WB, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ChIP-seq, CUT&Tag, ELISA; реагирует с человеческими, мышинными и крысиными образцами.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-POLR2A CTD-S2 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	RPB1; RPO2; POLR2; POLRA; RPBh1; RPOL2; NEDHIB; RplILS; hsRPB1; hRPB220; Phospho-POLR2A CTD-S2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5430
GeneID	5430
Иммуноген	Синтетический пептид (фосфоспецифический пептид, соответствующий остаткам, окружающим Ser2 повтора YSPTSPS CTD человеческого POLR2A)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ChIP-seq, CUT&Tag, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P24928
Молекулярный вес белка	217 кДа
Доставка	Сумка со льдом