


## Phospho-Polr2A Ctd- S2/S5 Rabbit Pab - P24928

Артикул: CM0001491



### введение

Кроличья поликлональная антитело против Phospho-POLR2A CTD (S2/S5), валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Нацелено на фосфорилирование повтора YSPTSPS в CTD человеческого POLR2A по Ser2/Ser5. Идеально подходит для исследований транскрипции.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                             |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Phospho-POLR2A CTD- S2/S5 Rabbit pAb                                                                                                 |
| Примечания/Псевдоним      | RPB1; RPO2; POLR2; POLRA; RPBh1; RPOL2; NEDHIB; RpiLS; hsRPB1; hRPB220; Phospho-POLR2A CTD- S2/S5                                    |
| Вид                       | Человек                                                                                                                              |
| GeneID (Человек)          | 5430                                                                                                                                 |
| GeneID                    | 5430                                                                                                                                 |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид Фосфоспецифический пептид, соответствующий остаткам, окружающим S2/S5 повтора YSPTSPS CTD человеческого POLR2A. |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                               |
| Категория                 | Фосфорилированные антитела                                                                                                           |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                                            |
| Перекрестная реактивность | Человек                                                                                                                              |
| SWISS                     | P24928                                                                                                                               |
| Молекулярный вес белка    | 217 кДа                                                                                                                              |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                                                                       |