


Кроличья Поликлональная Антитело К Фосфо-Polr2A Ctd-T4 Для Вестерн-Блоттинга, Ип, Ифа, ChIP - P24928

Артикул: CM0000458



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело к фосфо-POLR2A CTD-T4, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИП, ИФА, ChIP; обнаруживает человеческий, мышинный и крысиный POLR2A, фосфорилированный по остатку Т4 в гептапептидных повторах CTD. Идеально подходит для исследований транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-POLR2A CTD-T4 кроличье пАт
Примечания/Псевдоним	RPB1; RPO2; POLR2; POLRA; RPBh1; RPOL2; NEDHIB; RplILS; hsRPB1; hRPB220; Фосфо-POLR2A CTD-T4
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5430
ID гена	5430
Иммуноген	Синтетический пептид Фосфоспецифический пептид, соответствующий остаткам в окружении Т4 повтора CTD человеческого POLR2A YSPTSPS.
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IP, ELISA, ChIP
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P24928
Молекулярный вес белка	217 кДа
Доставка	Сумка со льдом