


## Кроличье Моноклональное Антитело К Фосфо-Рр2А Каталитической А (Y307) Для Вестерн-Блоттинга, Elisa - P67775

Артикул: CM0001595



### введение

Кроличье моноклональное антитело, специфичное к фосфо-PP2A каталитической α (Tyr307) для Вестерн-блоттинга и ELISA. Распознает человеческий и мышиный PPP2CA; прогнозируемая молекулярная масса 36 кДа. SWISS: P67775.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                              |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | Кроличье моноклональное антитело к фосфо-PP2A Каталитической α-Y307 (Rabbit mAb)                                      |
| Примечания/Альтернативные названия | RP-C; PP2Ac; PP2CA; NEDLBA; PP2Calpha; Phospho-PP2A Catalytic α-Y307                                                  |
| Вид                                | Человек                                                                                                               |
| ID гена (Человек)                  | 5515                                                                                                                  |
| Иммуноген                          | Синтетический пептид - синтетический фосфорилированный пептид вокруг Y307 человеческой PP2A Каталитической α (P67775) |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                |
| Категория                          | Фосфорилированные антитела                                                                                            |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг (WB), ELISA                                                                                          |
| Перекрестная реактивность          | Мышь                                                                                                                  |
| SWISS                              | P67775                                                                                                                |
| Молекулярная масса белка           | 36 кДа                                                                                                                |
| Условия доставки                   | В термосумке со льдом                                                                                                 |