


Кроличыи Mab К Фосфо-Ppp1Ca-T320 Для Wb, Ihc-P, Elisa - P62136

Артикул: CM0001782



введение

Фосфоспецифическое кроличье моноклональное антитело против PPP1CA (фосфорилированного по T320). Валидировано для WB, IHC-P, ELISA. Реагирует с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Идеально подходит для изучения сигналинга PP1, деления клеток и регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи mAb к фосфо-PPP1CA-T320
Примечания/Псевдоним	PP1A; PP-1A; PPP1A; PP1alpha; Phospho-PPP1CA-T320
Вид	Человек
GeneID (человек)	5499
GeneID	5499
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид в области T320 человеческого PPP1CA (NP_002699.1).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P62136
Молекулярный вес белка	32кДа/37кДа/38кДа
Доставка	Сумка со льдом