


Фосфо-Prkcq-S676 Кроличий Pab - Q04759

Артикул: CM0001811



введение

Фосфоспецифичное поликлональное антитело кролика, нацеленное на PRKCQ (S676). Валидировано для детекции методом вестерн-блоттинга и ИФА фосфорилированного белка PRKCQ человека, ключевой киназы в передаче сигнала в Т-клетках, воспалении и функции тромбоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-PRKCQ-S676 Кроличий pAb
Примечания/Альтернативные названия	PRKCT; nPKC-theta; Фосфо-PRKCQ-S676
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5588
ID гена	5588
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий участку вокруг S676 белка PRKCQ человека (фосфоспецифичный)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q04759
Молекулярная масса белка	82 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом