


## Фосфо-Специфические Кроличьи Поликлональные Антитела К Prkcq-T538 Для Вб, Ифа - Q04759

Артикул: CM0001688



### введение

Фосфо-специфические кроличьи поликлональные антитела, детектирующие человеческий PRKCQ, фосфорилированный по Тре538. Валидированы для ВБ и ИФА, это антитело нацелено на протеинкиназу С тета, ключевую киназу в сигналинге через Т-клеточные рецепторы, активации NF-kB и иммунном ответе.

[Узнать больше](#)

| Основные характеристики продукта   |                                                                                                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | Фосфо-PRKCQ-T538 кроличьи pAb                                                                          |
| Примечания/Альтернативные названия | PRKCT; nPKC-theta; Phospho-PRKCQ-T538                                                                  |
| Вид                                | Человек                                                                                                |
| ID гена (человек)                  | 5588                                                                                                   |
| ID гена                            | 5588                                                                                                   |
| Иммуноген                          | Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий области T538 человеческого PRKCQ (NP_006248.1) |
| Источник                           | Кролик                                                                                                 |
| Категория                          | Фосфорилированные антитела                                                                             |
| Применение                         | ВБ, ИФА                                                                                                |
| Перекрестная реактивность          | Человек                                                                                                |
| SWISS                              | Q04759                                                                                                 |
| Молекулярная масса белка           | 82 кДа                                                                                                 |
| Доставка                           | С ледяным пакетом                                                                                      |