

Фосфо-Prmt4/Carm1 (Ser228) Кроличья Поликлональная Антитело Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q86X55

Артикул: CM0001277



введение

Кроличья поликлональная антитела к фосфо-CARM1 (Ser228) для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживает человеческий CARM1 (~66 кДа). Подходит для исследований транскрипционной коактивации, процессинга РНК и канцерогенного сигналинга.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-PRMT4/CARM1-S228 кроличья поликлональная антитела
Примечания / Альтернативные названия	PRMT4; Phospho-PRMT4/CARM1-S228
Вид реагирования	Человек
GeneID (человек)	10498
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q86X55
Молекулярная масса белка	66 кДа
Доставка	Холодильный пакет