

Фосфо-Psd93/Chapsyn-110/Dlg2-Y340 Кроличья Раb Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q15700

Артикул: CM0000901



введение

Фосфо-PSD93/DLG2-Y340 кроличья поликлональная антитело для Вестерн-блоттинга, ИФА. Валидировано на человеке, мыши, крысе. Обнаруживает постсинаптический скаффолдный белок chapsyn-110/PSD-93, участвующий в сигнализации NMDA-рецептора и восприятии хронической боли.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-PSD93/chapsyn-110/DLG2-Y340 кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	PSD93; PSD-93; PPP1R58; chapsyn-110; Фосфо-PSD93/chapsyn-110/DLG2-Y340
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1740
ID гена	1740
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в области Y340 человеческого PSD93/chapsyn-110/DLG2 (NP_001355.2)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Кросс-реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15700
Молекулярный вес белка	98кДа
Доставка	Сумка со льдом