


Фосфо-Rac1/2/3-S71 Кроличья Поликлональная Антитело Для Wb, Elisa — P63000/P15153/P60763

Артикул: CM0001411



введение

Фосфо-Rac1/2/3-S71 кроличья поликлональная антитело, валидированная для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживает Rac1/2/3, фосфорилированный по остатку S71 у человека и крысы, молекулярная масса 21 кДа. Необходимо для исследования клеточной миграции, адгезии и активности НАДФН-оксидазы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-Rac1/2/3-S71 кроличья pAb
Примечания / синонимы	MIG5; MRD48; Rac-1; TC-25; p21-Rac1; Phospho-Rac1/2/3-S71
Вид	Человек
GeneID (человек)	5879/5880/5881
GeneID	5879/5880/5881
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий области остатка S71 человеческого RAC1 (NP_008839.2).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P63000/P15153/P60763
Молекулярная масса белка	21 кДа
Доставка	Холодовой пакет