

Фосфо-Rac1/Cdc42-S71 Кроличье Моноклональное Антитело Для Вб, Ифа - P60953 / P63000

Артикул: CM0001329



введение

Фосфо-Rac1/Cdc42-S71 кроличье моноклональное антитело, разработанное для вестерн-блоттинга и ИФА, специфично детектирует фосфорилированный Rac1/Cdc42 в образцах человека. Идеально подходит для исследования сигнальных путей и разработки анализов ИВД.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-Rac1/Cdc42-S71 кроличье моноклональное антитело
Примечания/псевдонимы	CDC42Hs; G25K; TKS; Phospho-Rac1/Cdc42-S71
Вид	Человек
GeneID (человек)	998/5879
GeneID	998/5879
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в области S71 человеческого Rac1/Cdc42 (P60953/P63000)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P60953/P63000
Молекулярная масса белка	24 кДа
Доставка	Холодильный пакет