

Фосфо-Raf1-S338 Кроличьи Раb Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P04049

Артикул: CM0000994



введение

Кроличье поликлональное антитело, специфичное к фосфорилированному Raf1 по Ser338 (Swiss-Prot: P04049). Валидировано для вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА. Реагирует с Raf1 человека, мыши и крысы. Подходит для исследований сигнального пути MAPK.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-Raf1-S338 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	NS5; CRAF; Raf-1; c-Raf; CMD1NN; Phospho-Raf1-S338
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5894
GeneID	5894
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический фосфорилированный пептид вокруг S338 человеческого Фосфо-Raf1-S338 (NP_002871.1).
Источник	Кролик
Категория	Фосфоспецифичные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (ИHC-P), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P04049
Молекулярная масса белка	73 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом