


Фосфо-Rb-S608 Кроличья Поликлональная Антитело Для Wb, Elisa - P06400

Артикул: CM0000794



введение

Кроличье pAb Phospho-RB-S608 детектирует фосфорилированный RB1 по остатку Ser608 в образцах человека. Антитело, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА, нацелено на ключевой регулятор клеточного цикла и опухолевый супрессор — ретинобластомный белок. Идеально подходит для исследований в области онкологии и регуляции клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-RB-S608 кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	RB; pRb; OSRC; pp110; p105-Rb; PPP1R130; p110-RB1; Phospho-RB-S608
Вид	Человек
ID гена (человек)	5925
ID гена	5925
Иммуноген	Синтетический пептид (Синтетический фосфорилированный пептид в области S608 человеческого RB (NP_000312.2))
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P06400
Молекулярная масса белка	106 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с хладоэлементами