


Фосфо-Rb-S795 Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb, Ihc-P, Elisa - P06400

Артикул: CM0001527



введение

Фосфо-RB-S795 кроличий моноклональный антитело, валидированный для WB, IHC-P, ELISA. Распознает человеческий, мышинный и крысиный RB1, фосфорилированный по Ser795. Необходимый инструмент для исследований клеточного цикла и супрессоров опухолей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Фосфо-RB-S795 кроличье mAb
Примечания/Псевдонимы	RB; pRb; OSRC; pp110; p105-Rb; PPP1R130; p110-RB1; Фосфо-RB-S795
Вид	Человек
ID гена	5925
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид вокруг S795 человеческого RB.
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Кросс-реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P06400
Молекулярный вес белка	106кДа
Доставка	Сумка со льдом