


Фосфо-Rb-S811 Кроличья Раb Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P06400

Артикул: CM0000473



введение

Фосфо-специфичное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок RB, фосфорилированный по серину 811, валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Идеально для исследований регуляции клеточного цикла, подавления опухолей и сигнальных путей E2F.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-RB-S811 Кроличья pAb
Примечания/Альтернативные названия	RB; pRb; OSRC; pp110; p105-Rb; PPP1R130; p110-RB1; Phospho-RB-S811
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5925
GeneID	5925
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический фосфорилированный пептид вокруг S811 человеческого RB (NP_000312.2)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P06400
Молекулярная масса белка	106 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом