


Фосфо-Relb-S573 Кроличья Поликлональная Антитело Для Wb И Ифа - Q01201

Артикул: CM0000618



введение

Кроличья поликлональная антитело, нацеленная на фосфорилированный RELB в позиции S573. Валидирована для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА; перекрестно реагирует с мышинным белком. Полезна для исследования сигнального пути NF-κB, функции иммунных клеток и биологии рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-RELB-S573 кроличья pAb
Примечания/Синонимы	IREL; I-REL; IMD53; REL-B; Phospho-RELB-S573
Вид	Человек
ID гена	5971 (Человек)
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q01201
Молекулярная масса белка	62 кДа
Доставка	Холодовой пакет