


Фосфо-Rpa2-S4/S8 Кроличьи Поликлональные Антитела - P15927

Артикул: CM0001088



введение

Фосфо-специфичные кроличьи поликлональные антитела к RPA2, фосфорилированному по остаткам S4/S8. Идеально подходят для методов WB и ELISA. Распознают человеческий RPA2 и перекрестно реагируют с крысиным. Подходят для исследований репликации ДНК и ответа на повреждения.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-RPA2-S4/S8 кроличьи поликлональные антитела
Примечания/Синонимы	REPA2; RPA32; RP-A p32; RP-A p34; Фосфо-RPA2-S4/S8
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	6118
Идентификатор гена	6118
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический фосфорилированный пептид в области S4 и S8 человеческого RPA2 (NP_002937.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Крыса
SWISS	P15927
Молекулярная масса белка	29 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом