


Phospho-Rpb1 Ctd-S2/S5 Rabbit Mab - P24928

Артикул: CM0001654



введение

Фосфоспецифическое кроличье моноклональное антитело, направленное против фосфорилирования Ser2/Ser5 CTD РНК-полимеразы II. Валидировано для WB, IP, ChIP, CUT&Tag и ELISA на образцах человека. Идеально подходит для исследований транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-Rpb1 CTD-S2/S5 Rabbit mAb
Примечания/Псевдонимы	RPB1; RPO2; POLR2; POLRA; RPBh1; RPOL2; NEDHIB; RpiLS; hsRPB1; hRPB220; Phospho-POLR2A-S2/S5
Вид	Человек
GeneID (человек)	5430
GeneID	5430
Иммуноген	Фосфоспецифический пептид, соответствующий остаткам, окружающим S2/S5 человеческого POLR2A
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IP, ChIP, CUT&Tag, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P24928
Молекулярный вес белка	217 кДа
Доставка	Сумка со льдом