

Фосфо-Специфическое Кроличье Поликлональное Антитело К Фосфорилированному По S235 Рибосомальному Протеину S6 (Rps6) Для ВБ, Ифа - P62753

Артикул: CM0001308



введение

Фосфо-специфическое кроличье поликлональное антитело, направленное против RPS6, фосфорилированного по остатку Ser235. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, обладает перекрестной реактивностью у человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения сигнальных путей регуляции роста и пролиферации клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-S6 Ribosomal Protein (RPS6)-S235 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	S6; eS6; Phospho-S6 Ribosomal Protein (RPS6)-S235
Вид	Человек
ID гена (человек)	6194
Иммуноген	Фосфо-специфический пептид, соответствующий остаткам вокруг позиции S235 человеческого RPS6
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P62753
Молекулярная масса белка	29кДа
Доставка	Холодильный пакет