


Фосфо-S6 Рибосомальный Белок (Rps6)-S235/236, Кроличье Моноклональное Антитело — P62753

Артикул: CM0000831



введение

Фосфо-RPS6 (S235/236), кроличье моноклональное антитело, валидированное для ВБ, ИГГ-П, ИФА. Обнаруживает фосфорилированный рибосомальный белок S6 массой 29 кДа у человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения роста клеток, пролиферации и трансляционного контроля.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-S6 рибосомальный белок (RPS6)-S235/236, кроличье моноклональное антитело
Примечания/Альтернативные названия	S6; eS6; Phospho-S6 Ribosomal Protein (RPS6)-S235/236
Вид	Человек
ID гена (человек)	6194
ID гена	6194
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий области S235 и S236 рибосомального белка S6 человека (RPS6) (NP_001001.2).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИГГ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P62753
Молекулярная масса белка	29 кДа
Доставка	Холодильный пакет