

Фосфо-S6 Рибосомальный Белок (Rps6)-S240/244, Кроличья Мат Для Вестерн-Блоттинга, ИHC-P, Ифа - P62753

Артикул: CM0000522



введение

Фосфоспецифическое кроличье моноклональное антитело против RPS6 (Ser240/244), валидированное для Вестерн-блоттинга, ИHC-P и ИФА. Реагирует с человеческим, мышинным и крысиным RPS6. Идеально подходит для изучения сигнального пути mTOR и биогенеза рибосом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-S6 рибосомальный белок (RPS6)-S240/244, кроличья мат
Примечания/Псевдоним	S6; eS6; Фосфо-S6 рибосомальный белок (RPS6)-S240/244
Вид	Человек
GeneID (человек)	6194
GeneID	6194
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический фосфорилированный пептид в районе S240 и S244 человеческого фосфо-S6 рибосомального белка (RPS6) (NP_001001.2)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P62753
Молекулярный вес белка	29 кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент