

Фосфо-(Ser/Thr) Atm/Atr Субстрат Кроличий Раb

Артикул: CM0000639

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на фосфорилированные Ser/Thr в субстратах ATM/ATR. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения сигналинга повреждения ДНК и клеточных контрольных точек.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-(Ser/Thr) ATM/ATR Субстрат Кроличий pAb
Вид	Человек
ID гена (Человек)	rap p-S/T
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности, содержащей фосфорилированные S & T.
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
Доставка	Сумка-холодильник