

Фосфо-Sf3B1-T313 Кроличье Поликлональное Антитело Для Вб, Ифа — O75533

Артикул: CM0000800



введение

Фосфо-SF3B1 (T313) кроличье поликлональное антитело, валидированное для вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с SF3B1 человека, мыши и крысы (~146 кДа). Идеально подходит для исследования сплайсома и сплайсинга пре-мРНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-SF3B1-T313 кроличье поликлональное антитело
Примечания/Алиасы	MDS; PRP10; Hsh155; PRPF10; SAP155; SF3b155; Фосфо-SF3B1-T313
Вид	Человек
GeneID (человек)	23451
GeneID	23451
Иммуноген	Синтетический пептид — синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий области T313 белка SF3B1 человека (NP_036565.2)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O75533
Молекулярная масса белка	146 кДа
Доставка	Холодильный пакет