


Phospho-Shc1-Y427 Кроличья Поликлональная Антитело - P29353

Артикул: CM0001636



введение

Фосфо-специфичные кроличьи поликлональные антитела к SHC1-Y427 для Вестерн-блоттинга и ИФА, реагируют с SHC1 человека и мыши. Специфическое детектирование фосфорилирования Y427 для изучения сигналинга SHC1, ангиогенеза и ответа на окислительный стресс.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-SHC1-Y427 кроличья pAb
Примечания/псевдонимы	SHC; SHCA; Phospho-SHC1-Y427
Вид	Человек
ID гена (человек)	6464
ID гена	6464
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий области Y427 SHC1 человека (NP_892113.4)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P29353
Молекулярная масса белка	63 кДа
Доставка	С пакетом охлаждающим