

Фосфо-Ship1-Y1020 Кроличий Раb Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q92835

Артикул: CM0001928



введение

Поликлональное антитело кролика против фосфорилированного SHIP1 человека в положении тирозина 1020 для Вестерн-блоттинга и ИФА. Идеально подходит для изучения негативной регуляции путей PI3K в иммунных и гемопоэтических клетках.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-SHIP1-Y1020 Кроличий pAb
Примечания/Альтернативные названия	SHIP; SHIP1; SHIP-1; hp51CN; SIP-145; p150Ship; Фосфо-SHIP1-Y1020
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3635
ID гена	3635
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический фосфорилированный пептид вокруг Y1020 белка SHIP1 человека (NP_001017915.1).
Источник	Кролик
Категория	Фосфоспецифичные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q92835
Молекулярная масса белка	133 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом